

Código	Exame	Material	Tempo de Jejum
5HPA 5	HIDROXIPROLINA	Soro	Não
A12	ACIDO URICO /URINA 12:00hs	Urina	Não
A1A	ALFA 1 ANTITRIPSINA	Soro	Não
A1C	HEMOGLOBINA GLICOSILADA HGL ou HBA1C	Sangue c\ EDTA	10 a 12 Horas
A24	ALBUMINURIA	Urina	Não
AA1A	APOLIPOPROTEINA A1	Soro	Não
AAB	APOLIPOPROTEINA	Soro	Não
BAAH	ANTICORPOS ANTI HIALURONIDASE	Soro	4 Horas
AAI	ANTICORPOS ANTI-INSULINA	Soro	Não
AAL	LISTERIA	Soro	Não
AAQ	ANTICORPO ANTIAQUAPORINA-4	Soro	4 Horas
AASA	ACIDO ASCORBICO	Soro	8 Horas
AATA	ANTI ACTINA	Soro	8 Horas
AAU	HBSAG (ANTIGENO AUSTRALIA)	Soro	4 Horas
ABEA	HBEAg (ANTIGENO E)	Soro	4 Horas
ABL	ALBUMINA – LIQUIDOS	Liquido ascitico / peritonial.	Não
ABMA	AMEBIASE	Soro	Não
ABU	ALBUMINA	Soro	Não
AC6A	ANTI CENTROMERO	Soro	Não
ACE	ACETONA	Urina	Não
ACH	ACIDO HIPURICO	Urina do inicio e final da jornada de trabalho	Não
ACM	ACIDO METIL HIPURICO	Urina do inicio e final da jornada de trabalho	Não
ACP	CELULAS PURKINGE, ANTICORPOS ANTI	Soro	Não
ACRA	ACIDO CITRICO	Urina	Não

ACVA	ACIDO VALPROICO	Soro	Deve ser realizada antes da próxima dose do medicamento. A dose de medicamento deve ser estável por pelo menos dois dias e não deve ter havido falha na tomada do mesmo.
ACX	OXALATO	Urina de 24 Horas.	Não
AD	GASOMETRIA ARTERIAL 6	Sangue Heparinizado	Não
ADAA	ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO	Coletor de urina âmbar	Não
ADE	ADENOSINA DEAMINASE	Líquido Pleural	Não
ADG	ADENOSINA DEAMINASE	Soro	Não
ADN	ADENOVIRUS, ANTICORPOS IgG e IgM	Soro	Não
ADP	ADENOSINA DEANIMASE - LIQUIDO PERICARDICO	Líquido Pericárdico	4 Horas
ADRA	ACTH ADRENOCORTICOIDE	Soro	Não
AFLC	ALFA FETOPROTEINA – LCR	Liquor	10 a 12 horas
AFP	ALFA FETO PROTEINA (AFP)	Liquor	4 horas
AGLA	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	Soro	8 Horas
AGRA	AGREGAÇÃO PLAQUETARIA	Sangue c\ Edta	Não
AHCA	HISTOPLASMA CAPSULATUM – Anti	Soro	Não
AHV	ACIDO HOMOVANILICO	Urina 24 Horas	Não
ALDA	ALDOLASE	Soro	Não
ALF	ALFA GALACTOSIDASE	Plasma heparinizado	Não
ALU	ALUMINIO	Soro	Não
ALUR	ALUMINIO URINARIO	Urina	Não
AM2MI-2	ANTICORPOS	Soro	Não
AMB	ANTI MEMBRANA BAS	Soro	Não
AMCA	AMINOACIDURIAS – DOSAGEM	Urina	Não
AMEA	ANTI MUSCULO ESTRIADO	Soro	Não
AMI	AMILASE	Soro	Não

AML	AMILASE – LIQUIDOS	Urina isolada	Não
AMMA	ANTI MICROSSOMAL	Soro	Não
AMO	AMONIA	Plasma com heparina	6 a 8 horas
AMPA	AMP CICLICO	Urina 24 horas	Não
AMSA	ACIDO METIL MALONICO	Soro	8 horas
AMU	AMILASURIA	Urina	Não
AN1A	ALFA 1 ANTITRIPSSINA FECAL	Fezes	Não
AN2A	ANDROSTENEDIONA	Soro	Não
ANAA	ALDOSTERONA	Soro	Não
ANB	ALDOSTERONA	Urina	Não
ANCA	ANTI NEUTROFILOS- C- ANCA	Soro	Não
ANL	ANTICOAGULANTE LUPICO	Plasma c\ Citrato	Não
ANNA	ANTI NEUTROFILOS - P- ANCA	Soro	Não
ANTA	ANTI PLAQUETAS	Soro	Não
AO	GASOMETRIA ARTERIAL 5	Arterial	Não
APR	PROTEINA P RIBOSSOMAL, ANTICORPOS IgG	Soro	Não
APT	ANTI PEROXIDASE TIROIDIANA	Soro	Não
ARIA	ANTICORPOS ANTI RI	Soro	Não
ARL	ARILSULFATASE A	Sangue com EDTA	4 horas
ASCA	ANTI - SACCHAROMYCES CEREVISIAEASO	Soro	Não
ASLO	ANTIESTREPTOLISINA O	Soro	Não
ASPA	ASPERGILLUS SP, ANTI	Soro	Não
ATAA	ANTI CARDIOLIPINA (IgM)	Soro	Não
ATCA	ANTICORPO ANTI ACTINA	Soro	Não
ATGA	ANTI TIREOGLOBULINA	Soro	Não
ATHA	ANTI HETEROFILOS	Soro congelado	Não
ATNA	ACETILCOLINA, ANTI RECEPTOR	Soro	Não
ATRA	ANTIDEPRESSIVO TRICICLICO	Soro	Não
ATTA	ANTI MITOCONDRIA	Soro	Não
AU1	ACIDO URICO DE 24 HORAS	Urina	Não
AU7	ACIDO URICO (Urina amostra isolada)	Urina	Não
AUR	ACIDO URICO (Sangue)	Soro	4 Horas

AUU URICOSURIA	URICOSURIA	Urina de 24 horas	Não
B12A	VITAMINA B12	Soro	Não
B2G	BETA-2-GLICOPROTEINA I anticorpos IgG	Soro	Não
B2M	BETA 2 MICROGLOBULINA	Soro	Não
BA3	BACTERIOSCOPIA	Secreção Vaginal Lamina	Não
BAD	BACTERIOSCOPIA	Secreção Vaginal Lamina	Não
BAR	BARBITURICOS	Urina	Não
BASA	BLASTOMICOSE	Raspado	Não
BAT	BACTERIOSCOPIA	Secreção Vaginal Lamina	Não
BB1	VITAMINA B1	Soro	Não
BCR	TRANSLOCAÇÃO BCR-ABL	Sangue com EDTA	Não
BE	GASOMETRIA ARTERIAL 7	Arterial	Não
BHEA	BARTONELLA HENSELAE IGG	Soro	Não
BHMA	BARTONELLA HENSELAE IGM	Soro	Não
B11	BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	Soro	Não
BIL	BILIRRUBINAS TOTAL FRACOES	Soro	Não
BLL	BILIRRUBINAS - LIQUIDOS	Líquidos Biológicos	Não
BNP	PEPTIDEO NATRIURETICO	Plasma com EDTA	4 horas
BOM	BORDETELLA PERTUSSIS IGM	Soro	Não
BOR	BORDETELLA PERTUSSIS IGG	Soro	Não
BRA	BORDETELLA PERTUSSIS IGA	Soro	Não
BRM	BRUCELOSE (IgM)	Soro	Não
BRUA	BRUCELOSE IGG	Soro	Não
BT1	BACTERIOSCOPIA	Secreção Vaginal Lamina	Não
BT2	BACTERIOSCOPIA	Secreção Vaginal Lamina	Não
C10A	IGE RAST	Soro	Não
C14	PROTEINA 14-3-3	Soro	Não
C16	CORTISOL 16 HORAS	Soro	Não
C20	IGE RAST	Soro	Não
C20A	IGE RAST	Soro	Não
C25A	CA 125	Soro	Não
C27	IGE RAST - LACTOSE	Soro	Não
C27A	IGE RAST - LACTOSE	Soro	Não

C282	ESTUDO GENETICO DAS MUTAÇÕES C282Y E H63	Plasma c\ Citrato	Não
C5A	COMPLEMENTO C5	Soro	Não
C72A	CA 72.4	Soro	Não
CA3A	CA 15-3	Soro	Não
CA5	CALCIO 5	Soro	Não
CA5A	CA 50	Soro	Não
CA9A	CA 19-9	Soro	Não
CAAA	CROMATO. AMINIACIDOS URINA	Urina	Não
CAC	CLEARENCE ACIDO URICO	Urina 24Horas	Não
CAD	CADMIO	Urina 24 horas	Não
CAGA	CRIOAGLUTININAS	Soro e sangue com EDTA	8 horas
CAI	CALCIO IONICO	Soro	Não
CAJ	ANTICORPOS ANTI CAMPYLOBACTER JEJUNI	Soro	Não
CAL	CALCIO	Soro	Não
CAMA	CAXUMBA (IgM)	Soro	Não
CAMP	CAMPYLOBACTER - Pesquisa	Fezes	Não
CATA	CATECOLAMINAS (SANGUE)	Plasma c/ Heparina	Não
CAUA	CAXUMBA (IgG)	Soro	Não
CB3	CULTURA PARA BAAR	Escarro 1 Manha	Não
CBK	CULTURA – BAAR	Escarro 1 Manha	Não
CBR	CULTURA DE B.A.A.R	Escarro 1 Manha	Não
CBZA	CARBAMAZEPINA	Soro	Não
CC1	CALCIO 1	Soro	Não
CC1A	COMPLEMENTO C1	Soro	Não
CC2	CALCIO 2	Soro	Não
CC2A	COMPLEMENTO C2	Soro	Não
CC3A	COMPLEMENTO C3	Soro	Não
CC4A	COMPLEMENTO C4	Soro	Não
CCC	CLEARENCE DE CREATININA(12)	Urina 12 Horas	Não
CCFA	CAPACIDADE L. LIGACAO FERRO	Soro	Não
CCL	CROMATOGRAFIA AMINOACIDOS	Plasma ou Urina	Não
CCPA	ANTI CCP - CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE	Soro	Não
CCR	CLEARENCE DE CREATININA	Urina 24Horas	Não
CCU	CALCIURIA amostra isolada	Urina	Não
CDGA	CHLAMYDIA IGA	Soro	Não
CDI	COOMBS DIRETO	Sangue c\ EDTA	Não
CDM	CHLAMYDIA IgM	Soro	Não
CDS	CD4 / CD8 / CD3	Sangue c\ EDTA	Não
CE1A 17	CESTOSTEROIDES - 17ks	Urina	Não
CE2	CREATININA (Sangue)	Soro	Não

CE3	CREATININA (Sangue)	Soro	Não
CEA	Antígeno Carcinoembrionário	Soro	NÃO
CEL	CALCULO RENAL	Pedra Espelida	Não
CER	CERULOPLASMINA	Soro	Não
CF1	CULTURA DE FUNGOS	Raspado	Não
CF2	CULTURA DE FUNGOS	Raspado	Não
CFG	CULTURA DE FUNGOS	Raspado	Não
CFI	CRIOFIBRINOGENIO	Plasma c/ Citrato	8 horas
CH2	CHUMBO (SANGUE)	Sangue c/ Heparina	Não
CH5A	COMPLEMENTO CH50	Soro	Não
CHGA	CARBOXI HEMOGLOBINA	Sangue total com EDTA	Não
CHRA	CHLAMYDIA - PESQUISA (PCR)	Secreção Vaginal	Não
CHU	CHUMBO (URINA)	Urina	Não
CI1	CITOLOGIA ESPECIFICA	Secreção Vaginal	Não
CI2	CITOLOGIA ESPECIFICA	Secreção Vaginal	Não
CI3	CALCIO 3	Soro	Não
CI4	CALCIO 4	Soro	Não
CICA	CICLOSPORINA - DOSAGEM	Sague com EDTA	4 horas
CIE	CITOLOGIA ESPECIFICA	Secreção Vaginal	Não
CIE	CITOLOGIA ESPECIFICA	Secreção Vaginal	Não
CII	CREATININA (Urina A. isola)	Urina	Não
CIN	COOMBS INDIRETO	Soro	Não
CISA	CISTICERCOSE	Soro	Não
CITA	CITRATO	Urina 24 horas	Não
CK1	CREATINOFOSFOQUINASE - CK	Soro	Não
CK2	CREATINOFOSFOQUINASE - CK	Soro	Não
CK3	CREATINOFOSFOQUINASE - CK	Soro	Não
CK4	CREATINOFOSFOQUINASE - CK	Soro	Não
CLC	CALCITONINA	Soro	Não
CLDA	CLOSTRIDIUM DIFFICILIS	Fezes	Não
CLO	CORO (sangue)	Soro	Não
CMB	CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB	Soro	Não
CMD	CHLAMYDIA IgG	Soro	Não
CMGA	CITOMEGALOVIRUS IgG	Soro	Não
CMMA	CITOMEGALOVIRUS IgM	Soro	Não
CMN	CETONEMIA	Soro	8 horas
CMO	CITOGNETICA DE MEDULA OSSEA	Medula óssea com heparina	Não
CN1	CETONEMIA	Soro	Não
CN2	CETONEMIA	Soro	Não
CNLA	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS LCR	Liquor	Não

CO8	CORTISOL 8 HORAS (SANGUE)	Soro	Não
COB	COBRE URINARIO	Urina	Não
COKA	COCAINA	Urina	Não
COL	COLESTEROL TOTAL	Soro	Não
COM	COAGULOGRAMA	Plasma Citrato, TS, TC, sangue total edta	Não
COO	CLORO (LIQUOR)	Liquor	Não
COR	CORTISOL (Sangue)	Soro	Não
CORA	CORTISOL AS 15 HORAS	Soro	Não
COS	CORTISOL SALIVAR	Saliva	Não
COU	CORTISOL LIVRE	Urina 24 horas	Não
CP2	COPROCULTURA	Fezes	Não
CPA	ANTICORPOS ANTI CELULAS PARIETAIS	Soro	Não
CPCA	CHLAMYDIA PSITTACI IGG	Soro	8 horas
CPE	CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM	Soro	8 horas
CPI	PESQUISA DE CRYPTOSPORIDIUM	Fezes diarréicas, recém emitidas (até um máximo de 3 horas).	Não
CPK	CREATINOFOSFOQUINASE - CK	Soro	Não
CR1A	ANTI CARDIOLIPINA (IgG)	Soro	Não
CR2	CREATININA (LIQUIDOS)	Líquido de dialise	4 horas
CR3	CREATININA (Sangue)	Soro	Não
CRA	CROMOGRANINA A	Soro	Não
CRE	CREATININA	Soro	4 horas
CRH	CROMOSSOMO PHILADELFIA	Sangue total com EDTA	12 horas
CRIA	CRIOGLOBULINAS	Soro	Não
CRR	CROMO	Soro	8 horas
CRT	CAROTENO	Soro	4 horas
CRU	CREATININA (Urina 24 horas)	Urina 24 horas	Não
CSEA	COLINESTERASE	Soro	4 horas
CTA	COMPLEMENTO TOTAL	Soro	10 horas
CTGA	CITOMEGALOVIRUS (LIQUOR)-IgG	Liquor	Não
CTIA	CHLAMYDIA (IMUNOFLUORESCENCIA DIRETA)	Secreção	Não
CTMA	CITOMEGALOVIRUS (LIQUOR)-IgM	Liquor	Não
CTNA	CISTINA	Urina	Não
CTO	CLORETO	Soro	Não
CTP	CLOSTRIDIUM DIFICILLE (TOXINA)	Fezes	Não
CTR	CITOMEGALOVIRUS , PCR QUALITATIVO	Soro	Não

CTRA	CITOMEGALOVIRUS , PCR QUANTITATIVO	Soro	Não
CTU	CETONURIA	30ml de urina recente (jato médio da 1 a urina da manhã).	Não
CUBA	COBRE	Soro	Não
CUG	CURVA GLICEMICA (0' 60' 120' 180')	Plasma Fluoreto	10 a 12 horas
CUT	COBRE URINARIO	Urina	Não
CUU	CALCIO	Urina 24 horas	Não
CXAA	COXSACKIEVIRUS A, ANTI IgG / IgM	Soro	Não
CXBA	COXSACKIEVIRUS B, ANTI IgG	Soro	Não
CXMA	COXSACKIEVIRUS B, ANTI IgM	Soro	Não
D	IGE RAST - Acaro d. microceras	Soro	Não
D1A	IGE RAST	Soro	Não
D2A	IGE RAST - ACAROS D	Soro	Não
D3A	IGE RAST	Soro	Não
D70A	IGE RAST	Soro	Não
D73A	IGE RAST – Acaro	Soro	Não
D78	IGE ESPECIFICO PARA CASEINA	Soro	Não
DE1	DENSIDADE URINARIA	Urina	Não
DEN	SOROLOGIA PARA DENGUE IgG	Soro	Não
DENA	SOROLOGIA PARA DENGUE IgM	Soro	Não
DESA	11 DESOXCORTISOL	Soro	4 horas
DEU	DENSIDADE	Urina	Não
DHE	DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO - DHEA SO	Soro	Não
DHTA	DEHIDROEPIANDROSTERONA	Soro	Não
DIGA	DIGOXINA	Soro	8 horas
DIN	INSULINA	Soro	Não
DNAA	ANTI DNA – IFI	Soro	Não
DOL	ESTRADIOL	Soro	Não
DSG	DEXTROSE, Dosagem	Soro	12 horas
DUC	HAEMOPHILUS DUCREYI – PESQUISA	Esfregaço de lesão confeccionados em lâmina.	Não
ECH	ECHOVIRUS, ANTICORPOS IgM e IgG	Liquor	Não
EDM	ANTI ENDOMISIO IgM	Soro	Não
EDMA	ANTI ENDOMISIO IGG	Soro	Não

EDP	DNA - ESTUDO DE DETERMINAÇÃO DE PATERNIDADE		
EFLA	ELETRÓFORESE DE LIPOPROTEÍNA	Soro	12 horas
EIM	ERROS INATOS DO METABOLISMO		
ELE	ELETRÓFORESE DE PROTEÍNA urina amostra i	Urina	Não
ENAA	ESTRONA	Soro	Não
ENDA	ANTI ENDOMISÍO IgA	Soro	Não
EPAA	ELETRÓFORESE DE HEMOGLOBINA	Sangue EDTA	Não
EPGA	EPSTEIN - BAAR Ac. IgG	Soro	Não
EPLA	ELETRÓFORESE PROTEÍNAS /LCR	Liquor	Não
EPMA	EPSTEIN - BAAR Ac. IgM	Soro	Não
EPRA	ELETRÓFORESE DE PROTEÍNAS (serica)	Soro	Não
EPU	ELETRÓFORESE PROTEÍNAS URI	Urina	Não
ERI	ERITROGRAMA	Sangue EDTA	Não
ESP	ESPERMOGRAMA	Esperma	Não
ESQA	ESQUISTOSSOMOSE, IgG	Soro	8 horas
ESTA	ESTRIOL (Sangue)	Soro	Não
ETN	ETANOL	Urina	Não
ETRA	ERITROPOEITINA	Soro	Não
EX1	IGE RAST – PÊLOS	Soro	Não
F1	IGE ESPECÍFICO CLARA DE OVO	Soro	Não
F11	FATOR XI	Plasma Citrato	Não
F12	FATOR XII	Plasma Citrato	Não
F13	IGE AMENDOIM	Soro	Não
F14A	IGE RAST – soja	Soro	Não
F2	IGE ESPECÍFICO – leite	Soro	Não
F20	IGE ESPECÍFICO PARA AMENDOIA	Soro	Não
F202	IgE ESPECÍFICO (F202) - Alimentos – Caju	Soro	Não
F24A	IgE ESPECÍFICO (F24) - Alimentos – Camar	Soro	Não
F25	IGE RAST – ovo	Soro	Não
F25A	IGE RAST –tomate	Soro	Não
F26	IgE ESPECÍFICO F26 carne de porco	Soro	Não
F27	IGE CARNE DE VACA	Soro	Não
F33	IGE ESPECÍFICO PARA LARANJA	Soro	Não
F35	IGE PARA BATATA	Soro	Não
F4	IGE RAST – trigo	Soro	Não
F400	IGE RAST F400 - Corante – Tartrazina	Soro	Não

F47	IGE ESPECIFICO PARA ALHO	Soro	Não
F49	IGE ESPECIFICO PARA MACA	Soro	Não
F4A	IGE RAST – carnes	Soro	Não
F55A	IgE ESPECIFICO (F55) - Alimentos – Milho	Soro	Não
F7	IGE RAST – aveia	Soro	Não
F75	IGE ESPECIFICO PARA GEMA DE OVO	Soro	Não
F76	IGE ESPECIFICO PARA ALFA LACTOALBUMINA	Soro	Não
F77	IGE ESPECIFICO PARA BETA LACTOGLOBULINA	Soro	Não
F79A	IGE RAST – glúten	Soro	Não
F92 F95	IGE BANANA	Soro	Não
F93A	IGE RAST ESPECIFICO - cacau	Soro	Não
FA3	FATOR XIII	Plasma Citrato	Não
FA8	FATOR VIII	Plasma Citrato	Não
FA9	FATOR IX	Plasma Citrato	Não
FAC	FOSFATASE ACIDA TOTAL	Soro	Não
FACA	FOSFATASE ACIDA PROSTATICA	Soro	Não
FAL	FOSFATASE ALCALINA	Soro	Não
FATA	FATOR ANTI NUCLEO	Plasma Citrato	Não
FAX	FATOR X	Plasma Citrato	Não
FAZ	FALCIZACAO DAS HEMACIAS	Sangue com EDTA	10 a 12 horas
FBBA	FENOBARBITAL	Soro	4 horas
FENA	FENILALANINA	Círculos de sangue (separados) em papel filtro saturado nos dois lados do papel.	Intervalo entre as mamadas
FEPA	FERRO	Soro	Não
FFL	FOSFOLIPIDEOS	Soro	Não
FIB	FIBRINOGENIO	Plasma citrato	4 horas
FLAA	FOSFATASE ALCALINA LEUCOCITARIA	Soro	8 horas
FNTA	FENITOINA	Soro	Não
FO1	FOSFATASEALCALINA/FR ACOES	Soro	Não
FOLA	ACIDO FOLICO	Soro	Não
FOS	FOSFORO (Sangue)	Soro	Não
FOU	FOSFORO	Urina 24 horas	Não
FPP	FERRITINA	Soro	Não
FRE	FRUTOSE NO ESPERMA	Esperma	Não

FRGA	FRAGILIDADE OSMOTICA	Sangue total (Heparina).	8 horas
FSH	FSH	Soro	Não
FT2	FATOR II	Plasma Citrato	Não
FT3	FATOR III	Plasma Citrato	Não
FT7	FATOR VII	Plasma Citrato	Não
FTAA	FTA-ABS – IGG	Soro	Não
FTL	FTA-ABS (LIQUOR)	Liquor	Não
FTMA	FTA-ABS (IgM)	Soro	Não
FTOA	FRUTOSAMINA	Soro	Não
FVL	FATOR 5 LEIDYNG	Plasma Citrato	Não
FX10	IGE MULTIPLO PARA FX10	Soro	Não
FX1A	IGE RAST	Soro	Não
FX2A	IGE RAST	Soro	Não
FX3A	IGE RAST-cereais	Soro	Não
FX5A	IGE PAINEL - alimentos	Soro	Não
FX8	IGE MULTIPLO PARA FX8	Soro	Não
G1H	GLICEMIA 100 G GLI 1 H	Plasma Fluoreto	10 a 12 horas
G20	TESTE DE MUTAÇÃO G20210A	Plasma Citrato	Não
G2H	GLICEMIA 100 G GLI 2 H	Plasma Fluoreto	10 a 12 horas
G3H	GLICEMIA 100 G GLI 3 H	Plasma Fluoreto	10 a 12 horas
G6P	GLICOSE 6 F DESIDROGENASE	Plasma Fluoreto	10 a 12 horas
G75	GLICEMIA 75G 2 HORAS	Plasma Fluoreto	10 a 12 horas
GADA	ANTIC. CONTRA DESCARBOXILASE DO ACIDO GLUTAMICO	Soro	Não
GALA	GALACTOSE 1 FOSFATO	Papel de filtro - sangue total	4 horas.

GATA	GASTRINA	Coletar 1,0 ml de soro. Congelar a amostra. Pode ser colhida no teste de Glucagon: injeta-se glucagon 1mg EV e colhe-se sangue nos tempos 0, 5, 10, 15, 30 e 60 minutos.	10 horas Informar medicamentos em uso
GAV	GASOMETRIA VENOSA	Sangue Total	Não
GCG	GLICEMIA 50 g GLI 1 H	Plasma Fluoreto	10 a 12 horas
GDA	ANTI GLIADINA IGA	Soro	Não
GDG	GLICEMIA 50 g GLI 2 H	Plasma Fluoreto	10 a 12 horas
GFP	PESQUISA DE GORDURA FECAL	Fezes	Não
GGT	GAMA GT (GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE)	Soro	Não
GII	ELISA PARA GIARDIA	Fezes	Não
GIA	ANTI GLIADINA (IgG)	Soro	Não
GIG	ANTI GLIADINA (IgG)	Soro	Não
GLA	GLUCAGON	Plasma em EDTA	12 horas
GLBA	GLOBULINA LIGADORA DE TIROXINA – TBG	Soro	4 horas
GLI	GLICOSE	Plasma Fluoreto	10 a 12 horas

GLU	ACIDO GLUTÂMICO - QUANTITATIVO GAD	Soro	Não
GPP	GLICOSE POS PRANDIAL	Plasma Fluoreto	2 horas após o almoço
GSF	GRUPO SANGUINEO+FATOR RH	Sangue EDTA	Não
GSG	GLICEMIA 75 g GLI 1 H	Plasma Fluoreto	10 a 12 horas
GTA	GLUTAMATO DEHIDROGENASE		
GTT	CURVA GLICEMICA (0' 30' 60' 90' 120')	Plasma Fluoreto	10 a 12 Horas
GUR	COLESTEROL TOTAL	soro	10 a 12 horas
GX2A	IGE RAST - gramineas	Soro	Não
HAGA	ANTI HAV (IgG)	Soro	Não
HAL	HALOPERIDOL	Soro	Não
HAM	ANTI HAV (IgM)	Soro	Não
HAPA	HAPTOGLOBINA	Soro	12 horas
HBC	ANTI HBc (IgG)	Soro	Não
HBDA	HEPATITE DELTA, ANTICORPO IGG	Soro	Não
HBEA	ANTI HBe	Soro	Não
HBM	ANTI HBc (IgM)	Soro	Não
HBQA	HEPATITE B - QUANTIFICAÇÃO POR PCR	Soro	Não
HBS	ANTI HBs	Soro	Não
HBV	PCR QUALITATIVO	Soro	Não
HCEA	HCV POR GENOTIPAGEM	Soro	Não
HCG	BETA HCG	Soro	Não

HCG	BETA HCG	SORO	NAO
HCO	GASOMETRIA ARTERIAL	Sangue Arterial	Não
HCQ	BETA HCG - QUANTITATIVO	Soro	Não
HCQA	BETA HCG - QUANTITATIVO	Soro	Não
HCV	ANTI HCV	Soro	Não
HDL	COLESTEROL HDL	Soro	10 A 12 HORAS
HDLA	COLESTEROL HDL	Soro	10 a 12 horas
HE2A	HERPES SIMPLES II (IgG) SERICO	Soro	NÃO
HEC	HEMOCULTURA	Sangue Total em frasco convencional de hemocultura.	NÃO
HEF	HEMOCULTURA PARA FUNGOS	Sangue EDTA	Não
HEH	HEMOGLOBINA H – PESQUISA	Sangue com EDTA	Não
HEL	HELICOBACTER PYLORI ANTI IgG	Soro	8 horas
HELA	HELICOBACTER PYLORI ANTI IGM	Soro	8 horas
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	Sangue EDTA	4 Horas
HGB	HEMOGLOBINA	Sangue Total	Não
HGH	HORMONIO DO CRESCIMENTO GH	Soro	Não
HGSA	FALCIZACAO DE HEMACIAS (HEMOGLOBINA S- T)		
HI1	HIV - 2A AMOSTRA	Soro	Não
HI1A	HIV	Soro	Não
HIAA	ACIDO 5-HIDROXI-INDOL ACETIC	Urina 24 horas	Não
HIDA	DEFINILHIDANTOINA	Soro	4 horas
HILA	HIV (LIQUOR)	Liquor	Não
HITA	HISTAMINA	Urina 24 horas	Não
HIV	HIV	Soro	Não
HL5A	HLAB57	Soro	Não
HLAA	HLAB 27	Soro	Não

HLL	HTLV1 E 2, ANTICORPOS (LCR)	Liquor	Não
HLP A	HERPES POR PCR (LCR)	Liquor	Não
HMM	HEMOGRAMA COMPLETO	Sangue Total	Não
HOCA	HOMOCISTEINA	Sangue total com EDTA	12 horas
HODA 17	HIDROXICORTICOTEROIDES	Urina 24 horas	Não
HOMA	HOMOCISTINURIA	Urina 24 horas	Não
HP2A	HERPES SIMPLES II (IgM) SERICO	Soro	Não
HPCA	HIV POR PCR (CARGA VIRAL)	Soro	Não
HPPA	HIV PCR QUALITATIVO	Soro	Não
HPQA	HCV, QUANTITATIVO POR PCR	Soro	Não
HPR	PROLACTINA	Soro	Não
HPV	CAPTURA HIBRIDA PARA HPV	Raspagem	Não
HPVP	HPV POR PCR TIPAGEM	Soro	Não
HQPA	HEPATITE C - QUANTIFICAÇÃO POR PCR	Soro	Não
HRGA	HERPESVIRUS SIMPLES I e II - IgG (serico)	Soro	Não
HRMA	HERPESVIRUS SIMPLES I e II - IgM (serico)	Soro	Não
HSE	HISTOPLASMOSE	Soro	4 horas
HSGA	HERPES SIMPLES I E II(IgG) (LIQUOR)	Liquor	Não
HSMA	HERPES SIMPLES I E II (IgM) (LIQUOR)	Liquor	Não
HTO	HEMATOCRITO	Sangue Total	Não
HTVA	HTLV I E II (SORO)	Soro	Não
HX1A	IGE RAST	Soro	Não
HX2	IGE RAST - PO CASEIRO	Soro	Não
HXPA	HIDROXIPROLINA URINARIA	Urina	Não
HZMA	HERPES ZOSTER (IgM)	Soro	Não
HZOA	HERPES ZOSTER (IgG)	Soro	Não
II	IGE RAST - ABELHA	Soro	Não

I6AA	IGE ESPECIFICO I6 - inseto barata	Soro	Não
I71	IGE RAST	Soro	Não
IA2A	ANTI ILHOTA (IA2)	Soro	Não
IDAA	SOROLOGIA HIDATIDOSE	Soro	Não
IG1A	IGF1 - SOMATOMEDINA C	Soro	Não
IGAA	IGA - IMUNOGLOBULINA "A"	Soro	Não
IGDA	IMUNOGLOBULINA "D" - IgD	Soro	Não
IGE	IMUNOGLOBULINA "E"	Soro	Não
IGFA	IGFBP-3 PROTEINA LIGADORA	Soro	Não
IGG1	Subclasse de IgG	Soro	Não
IGGA IGG	IMUNOGLOBULINA "G"	Soro	Não
IGMA IGM	IMUNOGLOBULINA "M"	Soro	Não
IGSA IGA	Secretorial (MUNOGLOBULINA A SECRETO)	Saliva	Não
IGTA IGA	TOXOPLASMOSE	Soro	Não
IME	IMUNOELETRFORESE	Soro	4 horas
IMEA	IMUNOELETRFORESE PROTEINA URINA	Urina	Não
IML	IMUNOELETRFORESE-LIQUOR	Liquor	Não
IN6	CURVA DE INSULINA	Soro	Não
INF	ANTICORPOS IGM ANTI PARAINFLUENZA 1,2,3 INFG	Soro	8 horas
ANTICORPOS IGG,	ANTI PARAINFLUENZA 1,2,3ING	Soro	8 horas
INGA	IMUNOGLOBULINA IGE	Soro	Não
INIA	INIBIDOR DE C 1S ESTERASE	Soro	Não
IO3	CALCIO IONICO	Soro	Não
IST	INDICE DE SATURACAO DA TRANFERRINA	Soro	Não
IT1	INTERLEUCINA 10	Soro	8 horas

IT6	INTERLEUCINA 6	Soro	8 horas
JO1A	ANTI JO-1	soro	8 horas
K106	IGE ESPECIFICO K106 (CORANTE VERMELHO)	Soro	Não
K82A	IgE ESPECIFICO (K82) - Ocupacionais – La	Soro	Não
LAC	LACTATO	Soro	Não
LAT	FATOR REUMATOIDE (AR - LATEX)	Soro	Não
LCG	LACTOGLOBINA	Soro	4 horas
LCR	LIQUOR CEFALORRAQUIDIANO	Liquor	Não
LCT	LACTOSE, TESTE DE TOLERÂNCIA	Soro 15,30,45,60'	Não
LDH	DESIDROGENASE LACTICA	Soro	Não
LDL	COLESTEROL LDL	Soro	Não
LEC	LEUCOCITOS LIQUIDOS		
LEG	LEGIONELLA - ANTIGENO URINARIO	Urina	Não
LES	LEISHMANIA, PCR	Sangue com EDTA	Não
LEU	LEUCOGRAMA	Sangue Total	Não
LGGA	LEGIONELLA IGA, IGG e IGM	Soro	Não
LHS LH	HORMONIO LUTEINIZANTE LH	Soro	Não
LIS	LISTERIOSE	Soro	Não
LITA	LITIO	Soro	Não
LLD LDH	DESIDROGENASE LACTIA -(DE LIQUIDO)	Líquido astico, pleural ou pericárdico	Não
LLIA	LIPOPROTEINA – Lpa	Soro	8 horas
LMMA	LEISHMANIOSE IgG hamana	Soro	8 horas
LNA	LISINA	Urina	Não
LPMA	LEPTOSPIROSE - IGM	Soro	Não
LPOA	LEPTOSPIROSE - IGG	Soro	Não
LSE	LIPASE	Soro	Não
LSL	LIPASE DE LIQUIDOS		
LYEA LYME	ANTICORPOS IGG	Soro	Não
LYIA LYME	ANTICORPOS IGM	Soro	Não

MAG	MAGNESIO	Soro	Não
MAM	MICROALBUMINURIA AMOSTRA 24 HORAS	Urina 24 horas	Não
MER	MERCURIO	Soro	Não
MEU	MERCURIO URINA	Urina	Não
MFP	METANEFRINA PLASMÁTICA	Plasma com EDTA	4 horas
MGN	MANGANES	Soro	Não
MGU	MAGNESIO	Urina	Não
MIC	CULTURA PARA MICOPLASMA	Secreção ou Urina	Não
MIF	PARAZITOLÓGICO DE FEZES	3 amostras de fezes	Não
MIO	MIOGLOBINA	Soro	Não
MIU	MIOGLOBULINA URINÁRIA	Urina	Não
MNAA	MICROALBUMINURIA (amostra isolada)	Urina	Não
MOKA	MACONHA	Urina	Não
MPO	MUCOPOLISSACARÍDEOS	Urina 24 horas	Não
MRIA	MALARIA – Pesquisa	Soro	4 horas
MTG	MUTAÇÃO NO GENE DA PROTOMBINA	Plasma Citrato	Não
MTMA	METANEFRINAS	Urina 24 horas	Não
MTO	METOTREXATE		
MUSA	ANTI MÚSCULO LISO	Soro	Não
MX1A	IGE PAINEL - Fungos e leveduras	Soro	Não
MYC	MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG E IgM	Soro	8 horas
MYGA	MYCOPLASMA PNEUMONIAE - IGG	Soro	8 horas
NUC 5	NUCLEOTIDASE	Soro	Não
OLI	BANDA OLIGOCLONAL - LCR		
ONAA	HISTONA, AUTO ANTICORPOS ANTI	Soro	8 horas

ONC	COPOLCITOLOGIA ONCONTICA	Raspagem do colo do útero	Não
ORN	ORNITINA	Urina	Não
OSMA	OSMOLALIDADE	Soro	Não
OURA	OSMOLALIDADE URINARIA	Urina	Não
OXI	PESQUISA DE OXIURUS	Fita Gomada	Não
P12	PROTEINURIA DE 12 HORAS	Urina 12 horas	Não
P17A	ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	Soro	Não
P24	PROTEINURIA DE 24 HORAS	Urina 24 horas	Não
PA2	PARASITOLOGICO 2A AMOSTRA	Fezes	Não
PA3	PARASITOLOGICO 3A AMOSTRA	Fezes	Não
PAC	ANTIGENEMIA PARA CITOMEGALOVIRUS	Sangue com EDTA	8 Horas
PAPA	PROLACTINA – POOL	Soro	Não
PAR	PARASITOLOGICO	Fezes	Não
PBD	PAUL BUNNELL - DAVIDSOHN - REAÇÃO	Urina	Não
PBJA	PROTEINA BENICE JONES - pesquisa	Urina	Não
PBK	PESQUISA DE BAAR	Escarro 1 Manha	Não
PC5	COPROLOGICO FUNCIONAL II	Fezes	Não
PCA	PROTEINA C – FUNCIONAL	Plasma Citrato	Não
PCH	TINTA DA CHINA - PESQUISA DE FUNGOS	Liquor	Não
PCL	PROTEINA C REATIVA LCR	Liquor	Não

PCR	PROTEINA C REATIVA	Soro	Não
PCU	PROTEINA C REATIVA - ULTRA SENSÍVEL	Soro	Não
PD1	PDF (Dimertest) 1		
PEPA	PEPTIDEO C	Soro	8 horas
PF1	PESQUISA DE FUNGOS 1	Raspagem do local	1 dia sem banho e sem pomadas
PF2A	PESQUISA DE FUNGOS 2	Raspagem do local	1 dia sem banho e sem pomadas
PF3A	PESQUISA DE FUNGOS 3	Raspagem do local	1 dia sem banho e sem pomadas
PHA	PESQUISA HAEMOPHILUS DUCREY	4 Esfregaço de lesão confeccionados em lâmina.	Não
PIR	ACIDO PIRUVICO	Plasma fluoretado	Não
PIS	PESQUISA DE ISOSPORA BELLI	Fezes	Não
PK1	PESQUISA DE BAAR 1	Escarro 1 Manha	Não
PK2	PESQUISA DE BAAR 2	Escarro 1 Manha	Não
PK3	PESQUISA DE BAAR 3	Escarro 1 Manha	Não
PLE	PESQ. DE LEUCOCITOS	Urina 1 Jato	Não
PLL	PROTEINAS TOTAIS (LIQUIDOS)	Líquido pleural, líquido ascítico, líquido sinovial.	Não
PM1	AUTO ANTICORPO ANTI PM - Scl	Soro	8 horas
PMO	PLASMINOGENIO	Plasma citrato	Não

PMT	MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, PCR	Escarro, lavado bronco alveolar, 1º urina da manhã, líquido pleural, secreção orofaringe, líquido ascítico, líquido sinovial, outros fluídos corporais, fragmento de biópsia.	Não
PN2	PESQUISA CELULAS NEOPLASICAS		
PNEA	PNEUMOCYSTIS CARINII-PESQ	Escarro, aspirado traqueal, aspirado transtraqueal, lavado brônquico, lavado bronco-alveolar, líquido pleural	Não
PNO	PESQUISA CELULAS NEOPLASICAS (LE)		
PO1	POTASSIO 1	Soro	Não
POR	PORFIRINAS QUANTITATIVAS	Urina 24 horas	Não
POU	POTASSIO	Urina 24 horas	Não
PPC	PARVOVIRUS B19 - PCR	Soro	8 horas
PPF	PORFOBILINOGENIO-PESQUISA	Urina 24 horas	Não
PPO	POTASSIO Urinário	Urina	Não
PQ1	PLAQUETAS 1	Sangue Total	Não
PQ2	PLAQUETAS 2	Sangue Total	Não
PQ3	PLAQUETAS 3	Sangue Total	Não
PQ4	PLAQUETAS 4	Sangue Total	Não
PQL	PESQUISA DE LARVAS	Fezes	Não
PRA	PROTEINA S – FUNCIONAL	Plasma citrato	Não
PRC	PROCALCITONINA	Plasma EDTA	Não
PRG	PROGESTERONA	Soro	Não
PRIA	PRIMIDONA	Soro	4 horas
PRU	PROTEINA URINARIA	Urina amostra isolada	Não
PS1	PSA LIVRE	Soro	Não
PS2	PESQ. DE SANGUE OCULTO	Fezes	Não

PS3	PESQ. DE SANGUE OCULTO	Fezes	Não
PSA	PSA	Soro	Não
PSO	PESQ. DE SANGUE OCULTO	Fezes	Não
PSTA	PSA TOTAL/LIVRE	Soro	Não
PT1A	PESQ. DE TREPONEMA PALLIDUM	Soro	Não
PTF	PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	Soro	Não
PTHA PTH	HORMONIO PARATIREOIDE	Soro	Não
PTO	PROTEINAS TOTAIS (sangue)	Soro	Não
PVIA	PARVOVIRUS B 19 IGG	Soro	8 horas
PVMA	PARVOVIRUS B19 IGM	Soro	8 horas
RBG	RUBEOLA (IgG)	Soro	Não
RBM	RUBEOLA (IgM)	Soro	Não
RCO	RETRACAO DO COAGULO-RC	Soro a 37°	Não
RES	RESERVA ALCALINA	Soro	Não
RET	RETICULOCITOS	Sangue Total	Não
RHH	PESQUISA DE FATOR RN	Soro	Não
RIG	ANTICORPO RICKETSIA IGG	Soro	Não
RIM	ANTICORPO RICKETSIA IGM	Soro	Não
RIPA	TRIPSINA IMUNOREATIVA	Círculos de sangue (separados) em papel filtro saturado nos dois lados do papel.	Intervalo entre as mamadas
RISA	COFATOR DE RISTOCITINA	Soro	4 horas
RNAA	ANTI RNA - Pesquisa antic. (Naturais)	Soro	Não

RNIA	RENINA	Plasma EDTA	Jejum não necessário. Coletar em repouso de 30 min., ou após 2 horas em pé. Anotar uso de diuréticos, anti-hipertensivos ou dieta hipossódica. Informar se a coleta foi realizada em pé ou deitada, conforme solicitação médica
RNPA	ANTI ENA RNP	Soro	Não
ROT	PESQUISA DE ROTAVIRUS	Fezes	Não
RPBA	MONONUCLEOSE - Anticorpos Heterofilos	Soro	Não
RPCA	RESISTENCIA A PROTEINA C	Plasma Citrato	Não
RT3	T3 REVERSO	Soro	Não
RTS	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	Secreção	Não
SAC	SACCHAROMYCES CEREVISIAE, ANTICORPOS IgG	Soro	12 horas
SAMA	SARAMPO IGM	Soro	Não
SARA	SARAMPO IGG	Soro	Não
SCH	REACAO SOROLOGICA P/ CHAGAS	Soro	10 horas
SCLA	SCL 70, AUTO ANTICORPOS	Soro	Não
SHBA SHBG	GLOBULINA DE LIGAÇÃO DE HORMONIO(SHBG)	Soro	8 horas
SLEA	SELENIO SERICO	Soro	Não
SMMA	ANTI ENA SM	Soro	Não
SO1	SODIO 1	Soro	Não
SO2	SODIO 2	Soro	Não
SO3	SODIO 3	Soro	Não
SO4	SODIO 4	Soro	Não
SO5	SODIO 5	Soro	Não
SO6	SODIO 6	Soro	Não
SOD	SODIO	Soro	Não
SOMA	SOMATOMEDINA C	Soro	Não
SOU	SODIO (Urina 24HORAS)	Urina 24 horas	Não
SER	SUBSTANCIAS REDUTORAS	Fezes	Não

SRTA	SEROTONINA	Soro	Não
SSAA	ANTI Ro (SSA)	Soro	Não
SSBA	ANTI La (SSB)	Soro	Não
SSO	SODIO	Soro	Não
STR	PESQUISA DE STRONGILOIDES	Fezes	Não
T3AA	T3 total	Soro	Não
T3L	T3 L (TRIIODOTIRONINA)	Soro	Não
T4AA	T4 TOTAL	Soro	Não
T4LC	TIROXINA T4 LIVRE	Soro	Não
TA1	TAP - TEMPO DE PROTROMBINA 1	Plasma Citrato	Não
TA2	TAP - TEMPO DE PROTROMBINA 2	Plasma Citrato	Não
TA3	TAP - TEMPO DE PROTROMBINA 3	Plasma Citrato	Não
TA4	TAP - TEMPO DE PROTROMBINA 4	Plasma Citrato	Não
TA5	TAP - TEMPO DE PROTROMBINA 5	Plasma Citrato	Não
TA6	TAP - TEMPO DE PROTROMBINA 6	Plasma Citrato	Não
TA7	TAP - TEMPO DE PROTROMBINA 7	Plasma Citrato	Não
TA8	TAP - TEMPO DE PROTROMBINA 8	Plasma Citrato	Não
TA9	TAP - TEMPO DE PROTROMBINA 9	Plasma Citrato	Não
TAP	TAP - TEMPO DE PROTROMBINA	Plasma Citrato	Não
TAXA	TOXOPLASMOSE, TESTE DE AVIDEZ IGG	Soro	Não
TCO	TEMPO DE COAGULACAO	Sangue total	Não
TEO	TEOFILINA	Soro	4 horas
TGO	TRANSAMINASE TGO	Soro	Não
TGP	TRANSAMINASE TGP	Soro	Não

THG	TESTE DE SUPRESSÃO DO GH COM GLICOSE	Soro	Não
TIG	TESTE IMUNOLOG. P/GRAVIDEZ	Soro	Não
TIO	TIOCIANATO	Urina recente	Colher urina após retenção urinária mínima de 4 horas. - Preconiza-se a coleta de duas amostras, uma de início e outra de final de jornada de trabalho.
TIR	TIREOGLOBULINA	Soro	Não
TLIA	TOXOPLASMOSE (LIQUOR) – IgM	Liquor	Não
TLL	TRIGLICERIDEOS - LIQUIDO	Soro	10 a 12 horas
TMUA	TACROLIMUS	Sangue com EDTA	Não
TO1A	TOXOCARIOSE IGG	Soro	Não
TOC	CLORO (EM LIQUIDOS)	Urina 12 horas	Não
TOG	TOXOPLASMOSE (IgG)	Soro	Não
TOLA	TOXOPLASMOSE (LIQUOR) - IgM IgG	Liquor	Não
TOM	TOXOPLASMOSE (IgM)	Soro	Não
TOS	TESTOSTERONA	Soro	Não
TOXA	TOXOCARIOSE IGM	Soro	Não
TP	GASOMETRIA ARTERIAL 7	Sangue Arterial	Não
TPI	TROPONINA "I"	Soro	Não
TR1A	TRANSFERRINA	Soro	Não
TR2	TROPONINA "I" 2	Soro	Não
TR3	TROPONINA "I" 3	Soro	Não
TR4	TROPONINA "I" 4	Soro	Não
TR5	TROPONINA "I" 5	Soro	Não
TRBA	ANTI RECEPTOR TSH	Soro	Não
TRGA	ANTI TRANSGLUTAMINASE IGG	Soro	Não
TRI	TRIGLICERIDEOS	Soro	10 a 12 horas
TRIA	TRIGLICERIDEOS	Soro	10 a 12 horas

TRMA	CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI) (IgM)	Soro	Não
TRNA	ANTI TRANSGLUTAMINASE IGA	Soro	Não
TRO	ANTI TROMBINA III	Plasma Citrato	Não
TRYA	CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI) (IgG)	Soro	Não
TS1	ANTIBIOGRAMA 1	Secreção ou Urina	Não
TS2	ANTIBIOGRAMA 2	Secreção ou Urina	Não
TS3	ANTIBIOGRAMA 3	Secreção ou Urina	Não
TSA	ANTIBIOGRAMA	Secreção ou Urina	Não
TSBA	HEMOGLOBINA S	Sangue Total	Não
TSG	TEMPO DE SANGRAMENTO	Sangria Dedo	Não
TSHC	TSH - HORMONIO TIROESTIMULANTE	Soro	Não
TT1 TTP	TEMPO TROMBOPLASTINA ATIVA 1	Plasma Citrato	Não
TT2TTP	TEMPO TROMBOPLASTINA ATIVA 2	Plasma Citrato	Não
TT3TTP	TEMPO TROMBOPLASTINA ATIVA 3	Plasma Citrato	Não
TT4TTP	TEMPO TROMBOPLASTINA ATIVA 4	Plasma Citrato	Não
TT5TTP	TEMPO TROMBOPLASTINA ATIVA 5	Plasma Citrato	Não
TT6TTP	TEMPO TROMBOPLASTINA ATIVA 6	Plasma Citrato	Não
TT7TTP	TEMPO TROMBOPLASTINA ATIVA 7	Plasma Citrato	Não
TT8TTP	TEMPO TROMBOPLASTINA ATIVA 8	Plasma Citrato	Não
TT9TTP	TEMPO TROMBOPLASTINA ATIVA 9	Plasma Citrato	Não
TTA	ANTICORPO ANTI TRANSGLUTAMINASE TECIDUALTTP	Soro	Não

TTP	TEMPO TROMBOPLASTINA ATIVA	Plasma Citrato	Não
TTR	TEMPO DE TROMBINA TT	Plasma Citrato	Não
TTTA	TESTOSTERONA LIVRE	Soro	Não
TXP	TOXOPLASMOSE POR PCR	Soro	Não
U24	UREIA URINARIA	Urina	Não
UE2	UREIA 2	Soro	Não
UE3	UREIA 3	Soro	Não
UE4	UREIA 4	Soro	Não
UEA	CULTURA PARA UREAPLASMA	Secreção ou Urina	Não
UR1	PARCIAL DE URINA	1 JATO	Não
URC	CULTURA DE URINA	Urina	Não
URC2	CULTURA DE URINA	Urina	Não
URC3	CULTURA DE URINA	Urina	Não
URE	UREIA	Soro	Não
URI	PARCIAL DE URINA	Urina Jato Médio	Não
URI2	PARCIAL DE URINA	Urina Jato Médio	Não
URI3	PARCIAL DE URINA	Urina Jato Médio	Não
URI4	PARCIAL DE URINA	Urina Jato Médio	Não
URR	UREIA (Urina amos. isolada)	Urina amostra isolada	Não
UUL	UREIA (LIQUIDOS)	Líquido de dialise	Não
V17	MUTAÇÃO V617	Plasma Citrato	
VAG	VARICELA IgG	Soro	Não
VAM	VARICELA IgM	Soro	Não
VAR	VARICELA ZOSTER VIRUS (PCR)	Soro	Não
VAS	VASOPRESSINA (Hormonio anti diuretico)	EDTA	Não

VAV	FATOR VON VILLEBRAND	Plasma citrato	4 horas
VB6A	VITAMINA B6	Soro	Não
VDL	V D R L - LIQUOR	Liquor	Não
VDR	VDRL	Soro	Não
VDRG	VDRL – GESTANTES	Soro	Não
VHS	HEMOSEDIMENTACAO -VHS -1	Sangue Total	Não
VIEA	VITAMINA E	Soro	Não
VIP	PEPTIDEO INTESTINAL VASOATIVO	EDTA	Não
VLL	COLESTEROL VLDL	Soro	10 a 12 horas
VMAA	ACIDO VANILMANDELICO – VMA	Urina 24 horas	Não
VTAA	VITAMINA A	Soro	Não
VTCA	VITAMINA C	Soro	Não
VTDA	VITAMINA D - 25- HIDROXIVITAMINA D	Soro	Não
VTKA	VITAMINA K	Soro	Não
WEI	CISTICERCOSE (LIQUOR)	Liquor	Não
WESA	WESTERN BLOT	Soro	Não
WROA	WAALER-ROSE	Soro	8 horas
XFRA PCR	PARA X- FRAGIL		
XILA	TESTE DE ABSORÇÃO DA D-XILOSE		
YER	YERSINIA ENTEROCOLITICA	Soro	Não
ZINA	ZINCO	Urina	Não
ZPPA	ZINCOPROTOPORFIRINAS	Sangue total com heparina (em frasco protegido da luz.)	Não